

黑色素脂褐素染色液(Schmorl 法)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

脂褐素染色高铁化合物不可提取配置，且染色时间不能过长。
脂褐素黑色素呈暗蓝黑色，亲银细胞颗粒呈蓝色，嗜铬细胞颗粒呈蓝绿色，胞核呈红色。

仅用于科研，不能用于临床诊断！所有产品仅供科研使用，不得用于人或动物的治疗等任何其他用途，不为任何个人提供产品和服务。